

# E-Rezept\_Fachdienst\_Produktversion\_1.11.0-1 - Release Note 1.0



## Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

### Release Notes E-Rezept-Fachdienst

Produktname	DEIBM-ERP-FD
Produktkürzel:	IBMERPFD
Produkt-Version:	1.11.0-1
Produkttyp-Version	1.6.0
Release-Version	1.11.0-1
Stand:	12.07.2023
Status:	Entwurf
Klassifizierung:	<vertraulich>
Referenzierung:	siehe Kap. 1.6

### Dokumentinformationen

#### Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
1.0	12.07.2023	alle	Initiale Erstellung RN	D. Bockhorn

### 1.Release-Notes zur Release-Version 1.11.0-1

#### 1.1 Zusammenfassung

Release-Version	Bemerkung
1.11.0-1	<p>Verbesserungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ERP-15893 Überwachung von CPU Frequenz und CPU Trottling in VAU hosts</li></ul> <p>Übernommen aus 1.10.0-3:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Umsetzung der Metrik-Schnittstelle im tls-proxy in Vorbereitung für den "PoC Anonamlierkennung"</li></ul> <p>Das Release zudem enthält Fehlerkorrekturen - siehe 1.3 Behobene Fehler.</p>

#### 1.2 Technische Produktzerlegung

**Tabelle 1: Technische Produktzerlegung**

SW-Produkt /Komponente	Betroffene Komponente laut Architekturmodell	Version(zur Release-Version 1.11.0) Vorgängerversion	Version(zur Release-Version 1.11.0-1) Zielrelease
Applikation	erp-processing-context	v-2.7.0-B606	<b>v-2.7.1</b>
	vau-image	v-2.7.0-B307	<b>v-2.7.2</b>
	vau-base-image	v-2.7.0-B97	<b>v-2.7.1</b>
	tpm-client (client)	v-0.15.0-B32	v-0.15.0-B32
	tls-proxy	v-2.7.0-B61	<b>v-2.7.0-B63</b>
	vau-proxy	v-2.7.0-B254	<b>v-2.7.2</b>
	redis-haproxy	v-2.7.0-B00	v-2.7.0-B00
	front-load-balancer	v-1.0.4-B49	v-1.0.4-B49
	subscription-server	v-2.0.8-B70	v-2.0.8-B70
	vau-hsm (firmware)	v-2.7.0-B75	v-2.7.0-B75
	perf-logger	v-2.7.0-B71	<b>v-2.8.0-B00</b>
	ocsp_forwarder	v-3.0.0-B21	v-3.0.0-B21
	erp-database-maintenance	v-0.30.0	v-0.30.0

### 1.3 Behobene Fehler

Nachfolgend sind die in diesem Zielrelease behobenen Fehler aufgeführt.

**Tabelle 2: Behobene Fehler**

Schlüssel	ERP gematik ID	Zusammenfassung	Priorität
ERP-15881		In case of runtime errors in vau-proxy the x-request-id in vau-proxy and tls-proxy do not match	==
ERP-15841		Do not output libxml2 errors on console	==
ERP-15831	B_FD-618	BDEV2 liefert für ein Message-Feld "<feld>": "Null" anstelle von "<feld>":Null - B_FD-618	==

[3 Vorgänge](#)

### 1.4 Bekannte und offene Fehler

Nachfolgend sind die in diesem Zielrelease bekannten und offenen Fehler aufgeführt.

**Tabelle 3: Bekannte und offene Issues**

Schlüssel	ERP gematik ID	Status	Zusammenfassung	Priorität
ERP-8470	B_FD-139	IN QUALIFICATION	References are wrong in task.input of task accept response - B_FD-139	∨
ERP-15901	B_FD-632	IN QUALIFICATION	Verordnungsdatensatz ohne MedicationRequest - B_FD-632	==

[2 Vorgänge](#)

**Tabelle 3.1: Legende bekannte und offene Issues**

Status	Bedeutung
Offen	Bug wurde eingestellt
In Qualification	Bug wird geprüft
Ready for Dev	Bug akzeptiert und im Backlog
In Arbeit	Bug wird behoben

**Tabelle 3.2: Legende Prioritäten**

Priorität	Symbol	Erläuterung gem. Testkonzept
Highest		Schweregrad „ <b>Sehr schwer</b> “: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nicht nutzbar. Es gibt keine Problemumgehung, um die fehlende oder fehlerhafte Funktion auszuüben. Das Testobjekt kann nicht eingesetzt werden.
High		Schweregrad „ <b>Schwer</b> “: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nur mit großen Einschränkungen nutzbar. Es besteht die Gefahr von Datenverlust, Speicher- und Performanceproblemen. Es ist jedoch möglich, durch eine Problemumgehung die Funktionalität zur Verfügung zu haben. Das Testobjekt könnte auch dann nur mit Einschränkungen für die Nutzer eingesetzt werden.
Medium		Schweregrad „ <b>Mittel</b> “: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nur mit geringfügigen Einschränkungen, welche nicht den Nutzer betreffen, einsetzbar.
Low		Schweregrad „ <b>Leicht</b> “: Die gefundenen Mängel haben keine Auswirkungen auf die Funktionalität oder Leistungsfähigkeit des Testobjekts. Das betroffene Testobjekt ist ohne Einschränkungen nutzbar. Es handelt sich um geringfügige Abweichungen, wie z. B. Rechtschreibfehler in Meldungstexten.

## 1.5 Sonstige Änderungen

Die Release Note beschreibt nur die in diesem Dokument sowie den referenzierten Anlagen aufgeführten Anpassungen am Produkt.

**Tabelle 4: Sonstige Änderungen**

Referenz/ID	Titel	Beschreibung (Art und Umfang der Änderung)	Referenz Spezifikation/Anforderung/...

## 1.6 Referenzdokumente

**Tabelle 5: Referenzdokumente**

Referenzdokumente	Erläuterung (optional)