

# E-Rezept\_Fachdienst\_Produktversion\_1.12.0-10 - Release Note 1.1



## Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

### Release Notes E-Rezept-Fachdienst

Produktname	DEIBM-ERP-FD
Produktkürzel:	IBMERPFD
Produkt-Version:	1.12.0-10
Produkttyp-Version	1.6.3
Release-Version	1.12.0-10
Stand:	18.12.2023
Status:	Entwurf
Klassifizierung:	<vertraulich>
Referenzierung:	siehe Kap. 1.6

### Dokumentinformationen

#### Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
1.0	18.12.2023	alle	Initiale Erstellung RN	D. Bockhorn
1.1	05.01.2024	1.1	Bug Fix ERP-17604 hinzugefügt	D. Bockhorn

## 1.Release-Notes zur Release-Version 1.12.0-10

### 1.1 Zusammenfassung

Release-Version	Bemerkung
1.12.0-10	Dieses Release enthält Fehlerkorrekturen - siehe 1.3. Ferner wurde das vau-base-image auf ubuntu jammy:20231211.1 aktualisiert.

### 1.2 Technische Produktzerlegung

Tabelle 1: Technische Produktzerlegung

SW-Produkt /Komponente	Betroffene Komponente laut Architekturmodell	Version(zur Release-Version 1.12.0-2) Vorgängerversion	Version(zur Release-Version 1.12.0-10) Zielrelease
------------------------	--	--	--

Applikation	erp-processing-context	v-2.8.0-B676	v-2.8.5
	vau-image	v-2.8.0-B328	v-2.8.3
	vau-base-image	v-2.8.0-B107	v-2.8.2
	tpm-client (client)	v-0.15.0-B32	v-0.15.0-B32
	tls-proxy	v-2.8.0-B68	v-2.8.0-B68
	vau-proxy	v-2.8.0-B261	v-2.8.0-B261
	redis-haproxy	v-2.7.0-B00	v-2.7.0-B00
	front-load-balancer	v-1.0.4-B49	v-1.0.4-B49
	subscription-server	v-2.0.8-B72	v-2.0.8-B72
	vau-hsm (firmware)	v-2.7.0-B75	v-2.7.0-B75
	perf-logger	v-2.8.0-B78	v-2.8.0-B78
	ocsp_forwarder	v-3.0.0-B24	v-3.0.0-B24
	erp-database-maintenance	v-0.41.0	v-0.41.0

### 1.3 Behobene Fehler

Nachfolgend sind die in diesem Zielrelease behobenen Fehler aufgeführt.

**Tabelle 2: Behobene Fehler**

Schlüssel	ERP gematik ID	Zusammenfassung	Priorität
<a href="#">ERP-17827</a>	B_FD-829	OperationOutcome bei Kostenträgertyp SEL (ohne IKNR) - B_FD-829	^
<a href="#">ERP-17605</a>	TI-PRO-00001673	Fehlendes ingredient in KBV_PR_ERP_Medication_Compounding führt in UC_2_3 zu HTTP 500	=
<a href="#">ERP-17604</a>		Unit Test Signer CA - TSL.xml expired	=
<a href="#">ERP-17321</a>	B_FD-800	GET ChargeItem/<id> validiert fälschlicherweise das Signaturzertifikat - B_FD-800	^

[4 Vorgänge](#)

### 1.4 Bekannte und offene Fehler

Nachfolgend sind die in diesem Zielrelease bekannten und offenen Fehler aufgeführt.

**Tabelle 3: Bekannte und offene Issues**





Schlüssel	ERP gematik ID	Status	Zusammenfassung	Priorität
<a href="#">ERP-8470</a>	B_FD-139	IN QUALIFICATION	References are wrong in task.input of task accept response - B_FD-139	v
<a href="#">ERP-12940</a>	B_FD-422	OPEN	Auflösen von Referenzen - B_FD-422	=
<a href="#">ERP-17042</a>	B_FD-787	READY FOR DEV	GET ChargeItem/<id> liefert einen HTTP 500 bei einer GKV ID (Workflow 1xx)	=
<a href="#">ERP-17139</a>		OPEN	Redis failover führt zu einer Terminierung und Neustart des erp-processing-context	^

[4 Vorgänge](#)

**Tabelle 3.1: Legende bekannte und offene Issues**

Status	Bedeutung
Offen	Bug wurde eingestellt
In Qualification	Bug wird geprüft
Ready for Dev	Bug akzeptiert und im Backlog
In Arbeit	Bug wird behoben

**Tabelle 3.2: Legende Prioritäten**

Priorität	Symbol	Erläuterung gem. Testkonzept
Highest		Schweregrad „ <b>Sehr schwer</b> “: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nicht nutzbar. Es gibt keine Problemumgehung, um die fehlende oder fehlerhafte Funktion auszuüben. Das Testobjekt kann nicht eingesetzt werden.
High		Schweregrad „ <b>Schwer</b> “: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nur mit großen Einschränkungen nutzbar. Es besteht die Gefahr von Datenverlust, Speicher- und Performanceproblemen. Es ist jedoch möglich, durch eine Problemumgehung die Funktionalität zur Verfügung zu haben. Das Testobjekt könnte auch dann nur mit Einschränkungen für die Nutzer eingesetzt werden.
Medium		Schweregrad „ <b>Mittel</b> “: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nur mit geringfügigen Einschränkungen, welche nicht den Nutzer betreffen, einsetzbar.
Low		Schweregrad „ <b>Leicht</b> “: Die gefundenen Mängel haben keine Auswirkungen auf die Funktionalität oder Leistungsfähigkeit des Testobjekts. Das betroffene Testobjekt ist ohne Einschränkungen nutzbar. Es handelt sich um geringfügige Abweichungen, wie z. B. Rechtschreibfehler in Meldungstexten.

## 1.5 Sonstige Änderungen

Die Release Note beschreibt nur die in diesem Dokument sowie den referenzierten Anlagen aufgeführten Anpassungen am Produkt.

**Tabelle 4: Sonstige Änderungen**

Referenz/ID	Titel	Beschreibung (Art und Umfang der Änderung)	Referenz Spezifikation/Anforderung/...

## 1.6 Referenzdokumente

**Tabelle 5: Referenzdokumente**

Referenzdokumente	Erläuterung (optional)