

# E-Rezept\_Fachdienst\_Produktversion\_1.9.0-2 - Release Note 1.0



## Elektronische Gesundheitskarte und Telematikinfrastruktur

### Release Notes E-Rezept-Fachdienst

Produktname	DEIBM-ERP-FD
Produktkürzel:	IBMERPFD
Produkt-Version:	1.9.0-2
Produkttyp-Version	1.5.0
Release-Version	1.9.0-2
Stand:	27.04.2023
Status:	Final
Klassifizierung:	<vertraulich>
Referenzierung:	siehe Kap. 1.6

### Dokumentinformationen

#### Dokumentenhistorie

Version	Stand	Kap./ Seite	Grund der Änderung, besondere Hinweise	Bearbeitung
1.0	27.04.2023	alle	Initiale Erstellung RN	D. Bockhorn

## 1.Release-Notes zur Release-Version 1.9.0-2

### 1.1 Zusammenfassung

Release-Version	Bemerkung
1.9.0-2	<p>Um die Ursache für die gelegentlichen Neustarts der erp-processing-context zu identifizieren, wurden in diesem Release Verbesserungen im Anwendungslogging vorgenommen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ERP-15101 Verbesserung des Logging für Timer Task</li></ul> <p>Fehlerbehebung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ERP-14344 erp-processing-context terminated on logic_error(Started new transaction while transaction was still active)</li></ul> <p>Ferner wurde die Ubuntu Version für das VAU-Base-Image auf ubuntu-focal:20230308 aktualisiert.</p>

## 1.2 Technische Produktzerlegung

Tabelle 1: Technische Produktzerlegung

SW-Produkt /Komponente	Betroffene Komponente laut Architekturmodell	Version(zur Release-Version 1.9.0-1) Vorgängerversion	Version(zur Release-Version 1.9.0-2) Zielrelease
Applikation	erp-processing-context	v-2.5.4	v-2.5.6
	vau-image	v-2.5.3	v-2.5.4
	vau-base-image	v-2.5.2	v-2.5.4
	tpm-client (client)	0.8	0.8
	vau-hsm (client)	erp-v-2.3.0-B63	erp-v-2.3.0-B63
	tls-proxy	v-2.1.1	v-2.1.1
	vau-proxy	v-2.5.0-B00	v-2.5.0-B00
	redis-haproxy	v-2.5.0-B12	v-2.5.0-B12
	front-load-balancer	v-1.0.4-B48	v-1.0.4-B48
	subscription-server	v-2.0.8-B69	v-2.0.8-B69
	vau-hsm (firmware)	v2.0.2	v2.0.2
	perf-logger	v-2.6.0-B66	v-2.6.0-B66
	ocsp_forwarder	v-3.0.0-B20	v-3.0.0-B20
	erp-database-maintenance	v-0.25.0	v-0.25.0

## 1.3 Behobene Fehler

Nachfolgend sind die in diesem Zielrelease behobenen Fehler aufgeführt.

Tabelle 2: Behobene Fehler

Schlüssel	ERP gematik ID	Zusammenfassung	Priorität
ERP-14344		erp-processing-context terminated on logic_error(Started new transaction while transaction was still active)	==

1 Vorgang

## 1.4 Bekannte und offene Fehler

Nachfolgend sind die in diesem Zielrelease bekannten und offenen Fehler aufgeführt.

Tabelle 3: Bekannte und offene Issues





Schlüssel	ERP gematik ID	Status	Zusammenfassung	Priorität
ERP-8470	B_FD-139	IN QUALIFICATION	References are wrong in task.input of task accept response - B_FD-139	∨
ERP-14132		IN REVIEW	Log von DB Maintenance unzureichend	∨
ERP-14971		READY FOR TEST	FD akzeptiert Abgabeformat ohne FHIR Validierung bei ungültiger Profilversion	==

3 Vorgänge

**Tabelle 3.1: Legende bekannte und offene Issues**

Status	Bedeutung
Offen	Bug wurde eingestellt
In Qualification	Bug wird geprüft
Ready for Dev	Bug akzeptiert und im Backlog
In Arbeit	Bug wird behoben

**Tabelle 3.2: Legende Prioritäten**

Priorität	Symbol	Erläuterung gem. Testkonzept
Highest		Schweregrad „ <b>Sehr schwer</b> “: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nicht nutzbar. Es gibt keine Problemumgehung, um die fehlende oder fehlerhafte Funktion auszuüben. Das Testobjekt kann nicht eingesetzt werden.
High		Schweregrad „ <b>Schwer</b> “: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nur mit großen Einschränkungen nutzbar. Es besteht die Gefahr von Datenverlust, Speicher- und Performanceproblemen. Es ist jedoch möglich, durch eine Problemumgehung die Funktionalität zur Verfügung zu haben. Das Testobjekt könnte auch dann nur mit Einschränkungen für die Nutzer eingesetzt werden.
Medium		Schweregrad „ <b>Mittel</b> “: Das betroffene Testobjekt oder eine wesentliche Funktionalität ist nur mit geringfügigen Einschränkungen, welche nicht den Nutzer betreffen, einsetzbar.
Low		Schweregrad „ <b>Leicht</b> “: Die gefundenen Mängel haben keine Auswirkungen auf die Funktionalität oder Leistungsfähigkeit des Testobjekts. Das betroffene Testobjekt ist ohne Einschränkungen nutzbar. Es handelt sich um geringfügige Abweichungen, wie z. B. Rechtschreibfehler in Meldungstexten.

## 1.5 Sonstige Änderungen

Die Release Note beschreibt nur die in diesem Dokument sowie den referenzierten Anlagen aufgeführten Anpassungen am Produkt.

**Tabelle 4: Sonstige Änderungen**

Referenz/ID	Titel	Beschreibung (Art und Umfang der Änderung)	Referenz Spezifikation/Anforderung/...

## 1.6 Referenzdokumente

**Tabelle 5: Referenzdokumente**

Referenzdokumente	Erläuterung (optional)